

Accessories

Laser Zubehör



Zubehör für erfolgreiche Eingriffe

LISA Laser Products bietet ein weites Portfolio von Zubehör an, welches sämtliche chirurgische Eingriffe unter Laseranwendungen unterstützt und optimiert.

Einführen und Fixieren der Laserfaser



TuohyBorst

200 001 030

Anschlussdichtung zur Fixierung von Laserfasern an Endoskopen und Laserinstrumenten. Verbindung mit Luer Lock, steril, einmalige Verwendung

1 Packung à 25 Stück



FlexGuard

101 503 631

Einführhilfe für Laserfasern, steril, einmalige Verwendung, Außendurchmesser: 0,9 mm für 3,6 F Arbeitskanäle Länge: 1000 mm Innendurchmesser: 0,6 mm passend zu LithoFib/LithoFib-SU, SureFib/SureFib-SU und FlexiFib/FlexiFib-SU; DE 10 2005 017 204

Laserschutzbrillen

Laserschutzbrillen
(für Brillenträger geeignet)



101 503 141

Farbneutrale Laserschutzbrillen



101 503 399

Farbneutrale Laserschutzbrillen
(für Brillenträger)



101 503 400

Extras



Power Meter PED

101 503 140

Kompaktes Gerät zur Überprüfung der Laserleistung



WarnLED

101 503 223

Laser-Warnzeichen für Türgriffe, usw. mit LED-Warnlampe

Warnzeichen

101 503 331

Laser-Warnzeichen zur Kennzeichnung von Eingangstüren



FibreScope 50x

101 503 415

für die Prüfung von Fasersteckern, 50-fache Vergrößerung, ohne Beleuchtung

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Wichtige Informationen zu Indikationen und Kontraindikationen sowie Warnhinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanweisungen und der Produktkennzeichnung.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Made in Germany 2020 - 12
Prospekt Artikelnummer 036 008 230



LISA Laser Products GmbH
Albert-Einstein-Str. 4
37191 Katlenburg-Lindau
Germany
fon: +49 5556 9938-0
fax: +49 5556 9938-10
vertrieb@lisalaser.de www.lisalaser.de

